

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Acétyl-P53 (K370) (P04637) Pour Western Blot Et Elisa

Numéro d'article: CM0000192



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin détectant la p53 humaine acétylée sur la lysine 370 (SWISS P04637). Validé pour le Western blot et l'ELISA sur des échantillons humains et murins. Idéal pour la recherche sur le cancer et l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Acétyl-p53- K370 AcM de lapin
Remarques/Alias	P53 ; BCC7 ; LFS1 ; BMFS5 ; TRP53 ; Acétyl-p53- K370
Espèce	Humain
GeneID (humain)	7157
GeneID	7157
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique acétylé autour de K370 de la p53 humaine (P04637).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps acétylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P04637
Poids moléculaire protéique	44 kDa
Expédition	Sac de glace