


Anticorps Polyclonal De Lapin Acétyl-P53-K382 (P04637) Pour Dot Blot Et Elisa

Numéro d'article: CM0000103



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique de la lysine 382 acétylée de la p53 humaine (P04637). Validé pour le dot blot et l'ELISA, il est idéal pour étudier l'acétylation de la p53 dans la recherche sur le cancer et l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Acétyl-p53-K382 pAb Lapin
Remarques/Alias	P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53; Acétyl-p53-K382
Espèce	Humain
GeneID (humain)	7157
GeneID	7157
Immunogène	Un peptide acétylé synthétique autour de la K382 de la p53 humaine (NP_000537.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps acétylés
Application	DB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P04637
Poids de la protéine	44kDa
Expédition	Sac de glace