

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Acot9 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y305

Numéro d'article: CM0013421

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-ACOT9 validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Cible l'acyl-CoA thioestérase 9 mitochondriale dans des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour l'étude du métabolisme lipidique et des acides aminés.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-ACOT9
Remarques/Alias	ACATE2; CGI-16; MTACT48; MT-ACT48; ACOT9
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	23597
ID du gène	23597
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-250 de l'ACOT9 humain (NP_001028755.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y305
Poids de la protéine	50kDa
Expédition	Sac de glace