

Anticorps Polyclonal De Lapin Acsl4 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc - O60488

Numéro d'article: CM0021976

Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin ACSL4 (O60488) de haute qualité, validé pour Western blot, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le métabolisme des lipides et la ferroptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	ACSL4 Lapin pAb
Remarques/Alias	ACS4; FACL4; LACS4; MRX63; MRX68; XLID63; ACSL4
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	2182
GenelD	2182
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-280 de l'ACSL4 humaine (NP_004449.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O60488
Poids Protéique	79kDa
Expédition	Sac de glace