

Anticorps Monoclonal Lapin Acsl5 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9ULc5

Numéro d'article: CM0008808

Introduction

Anticorps monoclonal lapin ACSL5 hautement spécifique validé pour WB, IF-P, IHC-P et ELISA. Cible la ligase acyl-CoA à chaîne longue 5 humaine (LACS5), une enzyme clé de l'activation et du métabolisme des acides gras. Idéal pour la recherche en biologie des lipides, en cancérologie et dans les troubles métaboliques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	ACSL5 mAc Lapin
Remarques/Alias	ACS2, ACS5, FACL5
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	51703
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 500-683 de l'ACSL5 humaine (NP_976313.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q9ULC5
Poids Protéique	76kDa
Expédition	Sac de glace