

Anticorps Polyclonal De Lapin Actc1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P68032

Numéro d'article: CM0026770



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ACTC1 de haute qualité validé pour le Western blot, l'IHC-P et l'ELISA sur des échantillons humains, murins et de rat. Cible l'actine alpha cardiaque, une protéine clé du cytosquelette. Idéal pour la recherche sur le muscle cardiaque.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin ACTC1
Remarques/Alias	ACTC; ASD5; CMD1R; CMH11; LVNC4; ACTC1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	70
GeneID	70
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 1 et 100 de l'ACTC1 humain (NP_005150.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P68032
Poids protéique	42kDa
Expédition	Sac de glace