


Protéine Activateur 2 (Ap-2/Tfap2A) Lapin Pab - P05549

Numéro d'article: CM0024188



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-TFAP2A validé pour WB et ELISA. Réagit avec des échantillons humains et de rat. Cible le facteur de transcription AP-2-alpha, impliqué dans le développement et la régulation des gènes. Idéal pour la recherche IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	Protéine activateur 2 (AP-2/TFAP2A) Lapin pAb
Remarques/Alias	AP-2; BOFS; AP2TF; TFAP2; AP-2alpha; Protéine activateur 2 (AP-2/TFAP2A)
Espèce	Humain
GeneID (humain)	7020
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant aux acides aminés 100-200 de TFAP2A humain (NP_003211.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	P05549
Poids de la protéine	48kDa
Expédition	Sac de glace