

Anticorps Polyclonal De Lapin Actr1B Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P42025

Numéro d'article: CM0019686

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la bêta-centractine humaine (ACTR1B). Validé pour WB, IHC-P et ELISA avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Adapté aux études sur le transport de vésicules basé sur les microtubules et la fonction du centrosome.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ACTR1B Rabbit pAb
Remarques / Alias	PC3; ARP1B; CTRN2; ACTR1B
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	10120
Identifiant de gène	10120
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-105 de l'ACTR1B humain (NP_005726.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P42025
Poids de la protéine	42kDa
Expédition	Sac de glace