


Anticorps Monoclonal Lapin Acvr1 Pour Wb Et Elisa - Q04771

Numéro d'article: CM0003970



Introduction

Anticorps monoclonal lapin ACVR1 de haute qualité validé pour Western blot et ELISA. Réagit de manière croisée avec ACVR1 (récepteur de l'activine de type 1, ALK2) humain, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur la voie de signalisation des protéines morphogénétiques osseuses et la biologie du développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-ACVR1
Remarques / Alias	FOP; ALK2; SKR1; TSRI; ACTRI; ACVR1A; ACVRLK2; ACVR1
Espèce	Humain
GeneID	90
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 410 et 509 de l'ACVR1 humain (Q04771).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q04771
Poids de la protéine	57 kDa
Expédition	Sac de glace