

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Adam19 Pour Wb, Elisa - Q9H013

Numéro d'article: CM0014932

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre ADAM19 (MLTNB, MADDAM), adapté à la WB et à l'ELISA. Réagit de manière croisée avec les protéines humaines, murines et de rat. La cible est une métalloprotéase transmembranaire impliquée dans la neurogenèse et la différenciation des ostéoblastes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ADAM19 pAb de lapin
Remarques/Alias	MLTNB ; FKSG34 ; MADDAM ; ADAM19
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	8728
GeneID	8728
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 203-460 d'ADAM19 humain (NP_150377.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q9H013
Poids moléculaire	105 kDa
Expédition	Sac de glace