

Adam28 Anticorps Polyclonal De Lapin Pour Wb Et Elisa - Q9Ukq2

Numéro d'article: CM0028168

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-ADAM28, validé pour WB et ELISA, réagit avec l'ADAM28 humain, murin et de rat. Utile pour étudier l'émigration lymphocytaire, le clivage de l'ectodomaine de FASL/CD40L, et la maturation des spermatozoïdes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ADAM28 Anticorps pAb de Lapin
Remarques/Alias	MDCL; MDC-L; eMDCII; ADAM 28; eMDC II; ADAM28
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10863
GeneID	10863
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 199-440 de l'ADAM28 humain (NP_055080.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UKQ2
Poids moléculaire protéique	87kDa
Expédition	Sac de glace