

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Adam9 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q13443

Numéro d'article: CM0027413

Introduction

Validez l'ADAM9 avec cet anticorps polyclonal pour le Western blot, l'IF/ICC et l'ELISA. Convient aux échantillons humains, de souris, de rat et de singe. Idéal pour la recherche sur la tumorigenèse et l'angiogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ADAM9 Lapin pAb
Remarques/Alias	MCMP; MDC9; CORD9; Mltng; ADAM9
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	8754
GenelD	8754
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 29-210 de l'ADAM9 humaine (NP_003807.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat, Singe
SWISS	Q13443
Poids moléculaire	91 kDa
Expédition	Sac de glace