

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Adamts13 Pour Wb, If-P, Elisa - Q76Lx8

Numéro d'article: CM0010865



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin anti-ADAMTS13 adapté au Western blot, à l'immunofluorescence et à l'ELISA. Reconnaît les espèces humaine, murine et rat. Utile pour l'étude du clivage du facteur von Willebrand et des troubles thrombotiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Description
Nom du produit	ADAMTS13 mAb de lapin
Remarques/Synonymes	VWF-CP ; C9orf8 ; vWF-CP ; ADAM-TS13 ; ADAMTS-13 ; ADAMTS13
Espèce	Humaine
ID du gène	11093
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 50 et 150 de l'ADAMTS13 humain (Q76LX8)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	Q76LX8
Poids moléculaire de la protéine	154 kDa
Expédition	Sac de glace