


## Adora2A Pab Lapin - P29274

Numéro d'article: CM0020246



### Introduction

ADORA2A pAb lapin est un anticorps polyclonal ciblant l'adénosine récepteur A2a humain. Validé pour WB, IF/ICC, ELISA avec réactivité croisée avec la souris et le rat, il soutient la recherche sur les récepteurs couplés aux protéines G.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                    | Valeur                                                                                                                          |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit               | ADORA2A pAb lapin                                                                                                               |
| Remarques/Alias              | A2aR ; RDC8 ; ADORA2 ; ADORA2A                                                                                                  |
| Espèce                       | Humain                                                                                                                          |
| Identifiant du gène (humain) | 135                                                                                                                             |
| Identifiant du gène          | 135                                                                                                                             |
| Immunogène                   | Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 300 et 400 de l'ADORA2A humain (NP_000666.2) |
| Source                       | Lapin                                                                                                                           |
| Catégorie                    | Anticorps polyclonaux                                                                                                           |
| Application                  | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                               |
| Réactivité croisée           | Humain, Souris, Rat                                                                                                             |
| SWISS                        | P29274                                                                                                                          |
| Poids de la protéine         | 45 kDa                                                                                                                          |
| Expédition                   | Sac de glace                                                                                                                    |