

Adprm Pab De Lapin - Q3Lie5

Numéro d'article: CM0014320

Introduction

ADPRM pAb de lapin est un anticorps polyclonal destiné aux applications de Western blot (WB) et d'ELISA, ciblant l'ADPRM humain (MDS006/C17orf48) avec une réactivité croisée chez la souris et le rat. Idéal pour l'étude du métabolisme de l'ADP-ribose et de la signalisation immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ADPRM pAb de lapin
Remarques/alias	MDS006; C17orf48; NBLA03831; ADPRM
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	56985
ID du gène	56985
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 203 à 342 de l'ADPRM humain (NP_064618.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, rat
SWISS	Q3LIE5
Poids de la protéine	40 kDa
Expédition	Sac réfrigérant