


Anticorps Polyclonal De Lapin Adrb1 Pour Wb, If-P, Elisa - P08588

Numéro d'article: CM0019978



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'ADRB1 humaine (récepteur adrénergique bêta-1) pour WB, IF-P, ELISA ; réaction croisée avec la souris et le rat. Convient à la recherche sur la fonction cardiaque et la signalisation des GPCR.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ADRB1 pAb de lapin
Remarques / Alias	RHR; B1AR; FNSS2; ADRB1R; BETA1AR; ADRB1
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	153
GenelD	153
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 150-250 de l'ADRB1 humaine (NP_000675.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P08588
Poids protéique	51 kDa
Expédition	Sac de glace