

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Succinyl-Lysine (Pan) Conjugué À Un Gel D'affinité Pour Ip-MS

Numéro d'article: CM0000044

Introduction

CamelBio fournit un anticorps monoclonal de lapin anti-succinyl-lysine (pan) conjugué à un gel d'affinité pour IP-MS, permettant une détection de la succinyl-lysine indépendante de l'espèce dans les études de modifications post-traductionnelles. Idéal pour l'approvisionnement en matières premières.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-succinyl-lysine (pan) conjugué à un gel d'affinité
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Autres anticorps modifiés
Application	IP-MS
Réactivité croisée	Indépendante de l'espèce
Expédition	Sac de glace