


Agfg1 Lapin Pab - P52594

Numéro d'article: CM0015275



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'AGFG1 humain, validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. Utile pour étudier l'ancrage des vésicules, le trafic de l'ARN et la fonction de cofacteur Rev du VIH-1.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AGFG1 Lapin pAb
Remarques/Alias	HRB ; RAB ; RIP ; AGFG1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3267
GeneID	3267
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-280 de l'AGFG1 humain (NP_004495.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P52594
Poids protéique	58 kDa
Expédition	Sac de glace