

Anticorps Polyclonal De Lapin Agpat3 Pour Wb Et Elisa - Q9Nrz7

Numéro d'article: CM0013541

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'AGPAT3 humain, validé en WB et ELISA avec réactivité croisée avec la souris. Cible l'acyltransférase 1-acylglycérol-3-phosphate gamma impliquée dans la biosynthèse des phospholipides. Convient pour la recherche sur le métabolisme des lipides.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AGPAT3 Lapin pAb
Remarques/Alias	LPAAT3; LPLAT3; 1-AGPAT 3; LPAAT-GAMMA1; AGPAT3
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	56894
ID de gène	56894
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9NRZ7
Poids moléculaire	43kDa
Expédition	Sac de glace