

Anticorps Polyclonal De Lapin Contre Agr2 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O95994

Numéro d'article: CM0030844



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre AGR2 validé pour Western blot, immunohistochimie, immunofluorescence et ELISA. Reconnaît la protéine AGR2 (anterior gradient protein 2) humaine, de souris et de rat, un proto-oncogène impliqué dans la synthèse de mucus et l'adhésion cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AGR2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	AG2; AG-2; HPC8; GOB-4; HAG-2; RIFTD; XAG-2; PDIA17; HEL-S-116; AGR2
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	10551
Identifiant de gène	10551
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-175 de l'AGR2 humain (NP_006399.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O95994
Poids de la protéine	20kDa
Expédition	Sac de glace