

Pab De Lapin Anti-Ahnak Pour Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q09666

Numéro d'article: CM0024043



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre l'AHNAK humaine (protéine AHNAK associée à la différenciation des neuroblastes), validé pour IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche en neurosciences et sur la différenciation cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-AHNAK
Remarques / Alias	PM227 ; AHNAK1 ; AHNAKRS ; AHNAK
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	79026
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 149 de l'AHNAK humaine (NP_001611.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q09666
Poids de la protéine	629 kDa
Expédition	Sac de glace