

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Aif1/Iba1 - O70200

Numéro d'article: CM0002587

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre l'AIF1/IBA1 de souris. Validé pour WB, IF, IHC-P et ELISA, avec une réactivité croisée envers l'humain et le rat. Convient pour l'étude du facteur inflammatoire d'allogreffe 1 dans les cellules immunitaires et la microglie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-AIF1/IBA1
Remarques/Alias	G1 ; Iba1 ; AIF-1 ; D17H6S50E ; AIF1/IBA1
Espèce	Souris
Identifiant du gène (Humain)	199
Identifiant du gène (Souris)	11629
Immunogène	Peptide synthétique, un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de l'AIF1/IBA1 de souris (O70200).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O70200 (souris), P55008 (Humain)
Poids protéique	17 kDa
Expédition	Sac de glace