

Anticorps Polyclonal Aipl1 De Lapin (Pab) Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nzn9

Numéro d'article: CM0013993



Introduction

Anticorps polyclonal AIPL1 de lapin de haute qualité pour les applications de Western blot, d'immunofluorescence et d'ELISA. Détecte l'AIPL1 endogène dans des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour l'étude du trafic des protéines et de l'amaurose congénitale de Leber.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AIPL1 Lapin pAb
Remarques/Alias	LCA4; AIPL2; AIPL1
Espèce	Humain
ID de gène	23746
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-384 de l'AIPL1 humaine (NP_055151.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NZN9
Poids moléculaire	44kDa
Expédition	Sac de glace