

Anticorps Polyclonal De Lapin Ak5 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y6K8

Numéro d'article: CM0024669



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin AK5 de haute qualité validé pour WB, IHC-P, ELISA avec réactivité croisée envers l'humain, la souris, le rat. Idéal pour étudier l'adénylate kinase 5 dans le tissu cérébral.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AK5 Rabbit pAb
Remarques/Alias	AK6; AK5
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	26289
GeneID	26289
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 150-370 de l'AK5 humain (NP_777283.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y6K8
Poids protéique	63kDa
Expédition	Sac de glace