

Anticorps Monoclonal Akt1 De Lapin Pour Wb, Ihc-P, Ip - P31749

Numéro d'article: CM0003939



Introduction

Anticorps monoclonal AKT1 de lapin à haute affinité validé pour WB, IHC-P, IP. Reconnaît l'humain, la souris, le rat. Cible la sérine/thréonine kinase RAC-alpha, un régulateur central de la survie cellulaire, du métabolisme et de la prolifération. Idéal pour la recherche sur le cancer et la signalisation cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AKT1 mAb de lapin
Remarques / alias	AKT; PKB; RAC; PRKBA; PKB-ALPHA; RAC-ALPHA; AKT1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	207
Identifiant du gène	207
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 381 et 480 de l'AKT1 humain (P31749).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IHC-P, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P31749
Poids de la protéine	56 kDa
Expédition	Sac de glace