

Anticorps Monoclonal Lapin Akt1 (Validé Ko) Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P31749

Numéro d'article: CM0004818



Introduction

L'anticorps monoclonal lapin AKT1 validé KO détecte spécifiquement l'AKT1 dans des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour les applications de Western Blot, IHC-P, IF/ICC et ELISA dans la recherche sur la signalisation AKT.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] AKT1 mAc Lapin
Remarques/Alias	AKT; PKB; RAC; PRKBA; PKB-ALPHA; RAC-ALPHA; T1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	207
ID de gène	207
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 380-480 de l'AKT1 humaine (NP_005154.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P31749
Poids de la protéine	56kDa
Expédition	Sac de glace