

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Aldh3A2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P51648

Numéro d'article: CM0022707



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-ALDH3A2 validé pour WB, IF/ICC, ELISA chez l'humain, la souris et le rat. Cible la déshydrogénase des aldéhydes gras, essentielle au métabolisme des lipides et à la dégradation de la sphingosine-1-phosphate. Idéal pour la recherche sur les maladies métaboliques et le syndrome de Sjögren-Larsson.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal (pAb) de lapin anti-ALDH3A2
Remarques/Alias	SLS; FALDH; ALDH10; ALDH3A2
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	224
GenelD	224
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 250-320 de l'ALDH3A2 humain (NP_001026976.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P51648
Poids de la protéine	55 kDa
Expédition	Sac de glace