


Aldh9A1 Lapin Pab - P49189

Numéro d'article: CM0029877



Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin ALDH9A1 est validé pour le Western blot (WB), l'IF/ICC et l'ELISA, détectant l'ALDH9A1 humaine, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur les aldéhyde déshydrogénases, cet anticorps cible une enzyme impliquée dans le métabolisme des amines biogènes et des polyamines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ALDH9A1 Lapin pAb
Remarques/Alias	E3; ALDH4; ALDH7; ALDH9; TMABADH; TMABA-DH; TMABALDH; ALDH9A1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	223
GeneID	223
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-180 de l'ALDH9A1 humaine (NP_000687.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P49189
Poids de la protéine	54kDa
Expédition	Sac de glace