

Acm De Lapin Anti-Alk Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Um73

Numéro d'article: CM0012088



Introduction

AcM recombinant de lapin contre l'ALK humain (CD246) pour WB, IHC-P, ELISA. Détecte la kinase du lymphome anaplasique, un récepteur neuronal tyrosine kinase essentiel au développement du système nerveux et à la biologie du cancer.

[En savoir plus](#)

Spécification	Détails
Nom du produit	AcM de lapin anti-ALK
Remarques / Alias	ALK1; CD246; NBLST3
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	238
Identifiant du gène	238
Immunogène	Protéine de fusion recombinante correspondant à la séquence des acides aminés 1093-1411 de l'ALK humain (NP_004295.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9UM73
Poids de la protéine	176 kDa
Expédition	Sac de glace