


Anticorps Polyclonal De Lapin Alpha-1 Antichymotrypsine (Serpina3) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P01011

Numéro d'article: CM0028387



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin Alpha-1 Antichymotrypsine (SERPINA3) humaine, adapté pour les applications WB, IHC-P, ELISA. Une serpine sécrétée impliquée dans l'inflammation et les plaques amyloïdes de la maladie d'Alzheimer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Alpha-1 Antichymotrypsine (SERPINA3) pAc Lapin
Remarques/Alias	ACT, AACT, GIG24, GIG25, Alpha-1 Antichymotrypsine (SERPINA3)
Espèce	Humain
ID de gène	12
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 24-423 de l'Alpha-1 Antichymotrypsine (SERPINA3) humaine (NP_001076.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P01011
Poids de la protéine	48kDa
Expédition	Sac de glace