

Anticorps Monoclonal De Souris Anti-Alpha-Fœtoprotéine (Afp) Pour Wb, If/Icc, Elisa - P02771

Numéro d'article: CM0002953



Introduction

Anticorps monoclonal de souris anti-Alpha-Fœtoprotéine (AFP) humaine recombinante validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Présente une réactivité croisée avec l'AFP humaine et murine. Idéal pour la recherche sur le cancer et le développement fœtal.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	Anticorps monoclonal de souris anti-Alpha-Fœtoprotéine (AFP)
Remarques/Alias	AFPD ; FETA ; HPAFP ; Alpha-Fœtoprotéine (AFP)
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	174
Immunogène	Protéine recombinante ; Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 19-609 de l'Alpha-Fœtoprotéine (AFP) humaine
Source	Souris
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P02771
Poids moléculaire protéique	69 kDa
Expédition	Sac de glace