

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Alpha-Fœtoprotéine (Afp) - P02771

Numéro d'article: CM0016278



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre l'alpha-fœtoprotéine (AFP). Validé pour la WB, l'IF/ICC et l'ELISA, avec une réactivité croisée envers l'AFP humaine et murine. Idéal pour la recherche sur les biomarqueurs du cancer du foie et le développement de diagnostics prénataux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-alpha-fœtoprotéine (AFP)
Remarques/Alias	AFPD ; FETA ; HPAFP ; alpha-fœtoprotéine (AFP)
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	174
GeneID	174
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 450-550 de l'alpha-fœtoprotéine (AFP) (NP_001125.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, murine
SWISS	P02771
Masse moléculaire de la protéine	69 kDa
Expédition	Sac de glace