

Anticorps Polyclonal De Lapin Contre Alpha2-Adaptine/AP2A2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - O94973

Numéro d'article: CM0025281

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'Alpha2-adaptine/AP2A2 humaine (sous-unité alpha-2 du complexe AP-2). Validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Poids moléculaire de la protéine : 104 kDa. Idéal pour les études sur l'endocytose et le trafic protéique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	Alpha2-adaptine/AP2A2 pAb de lapin
Remarques / Alias	HIP9; HYPJ; ADTAB; HIP-9; CLAPA2; Alpha2-adaptine/AP2A2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	161
GeneID	161
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 590-939 de l'Alpha2-adaptine/AP2A2 humaine (NP_036437.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O94973
Poids moléculaire de la protéine	104 kDa
Expédition	Sac de glace