

Ac Mab Rabbit Alpk1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - E9Qnx4

Numéro d'article: CM0007373

Introduction

Anticorps monoclonal rabbit ALPK1 de haute qualité validé pour le Western blot, l'IHC-P et l'ELISA. Réagit avec l'ALPK1 de souris et de rat (139 kDa), idéal pour la recherche sur les kinases et le développement de diagnostics.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac mAb rabbit ALPK1
Remarques/Alias	Alpha-kinase 1 ; ALPK1
Espèce	Souris
GenelD (Humain)	80216
GenelD	71481
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 230-478 de l'ALPK1 de souris (NP_082084.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	E9QNX4
Poids moléculaire	139kDa
Expédition	Sac de glace