

Anticorps Polyclonal De Lapin Als2 Pab Pour Als2 (Alsin) Avec Applications En Wb, If/Icc, If-P, Elisa - Q96Q42

Numéro d'article: CM0029479

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine humaine ALS2 (alsine), validé pour WB, IF/ICC, IF-P, ELISA. Cible une protéine liée à la sclérose latérale amyotrophique avec réactivité croisée vis-à-vis de la souris et du rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ALS2 Lapin pAb
Remarques/Alias	ALSJ; PLSJ; IAHSP; ALS2CR6; ALS2
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	57679
GenelD	57679
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 260-429 de l'ALS2 humaine (NP_065970.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96Q42
Poids moléculaire	184kDa
Expédition	Sac de glace