

Ampd1 Lapin Pab Pour Wb, Elisa - P23109

Numéro d'article: CM0030819

Introduction

L'AMPD1 Lapin pAb est un anticorps polyclonal élevé contre un peptide synthétique de l'AMP désaminase 1 humaine. Validé pour WB et ELISA, il détecte l'AMPD1 humaine, de souris et de rat, une enzyme clé du métabolisme énergétique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AMPD1 Lapin pAb
Remarques/Alias	MAD, MADA, MMDD, AMPD1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	270
GeneID	270
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de l'AMPD1 humaine (P23109)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P23109
Poids de la protéine	86kDa
Expédition	Sac de glace