

Ampd3 Pab De Lapin Pour Wb - Q01432

Numéro d'article: CM0025018

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-AMPD3 validé pour Western Blot et ELISA. Détecte l'AMP désaminase 3 humaine, murine et de rat, une enzyme clé du métabolisme énergétique. Idéal pour la recherche sur le métabolisme des nucléotides.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AMPD3 pAb de lapin
Remarques / Alias	AMPD3
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	272
ID du gène	272
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 260 de l'AMPD3 humaine (NP_000471.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q01432
Poids de la protéine	89 kDa
Expédition	Sac de glace