


Amsh Rabbit Mab - O95630

Numéro d'article: CM0003288



Introduction

Anticorps monoclonal lapin de haute spécificité ciblant l'AMSH humaine (protéine liant STAM) pour Western Blot (WB) et ELISA ; réagit de manière croisée avec le singe. Idéal pour la recherche sur la voie de l'ubiquitine et le tri endosomal.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AMSH Rabbit mAb
Remarques/Alias	AMSH ; MICCAP
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	10617
ID de gène	10617
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 100-200 de l'AMSH humaine (O95630)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Singe
SWISS	O95630
Poids moléculaire	48kDa
Expédition	Sac de glace