


Anapc10 Pab De Lapin - Q9Um13

Numéro d'article: CM0030647



Introduction

ANAPC10 pAb de lapin est un anticorps polyclonal réagissant contre l'ANAPC10 humain, de souris et de rat (21 kDa), adapté pour WB et ELISA. Il cible la sous-unité 10 d'APC/C, un régulateur clé de la progression du cycle cellulaire et de l'ubiquitination.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ANAPC10 pAb de lapin
Remarques / Alias	DOC1; APC10; ANAPC10
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10393
GeneID	10393
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-185 de l'ANAPC10 humain (NP_055700.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UM13
Poids de la protéine	21 kDa
Expédition	Sac de glace