


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Angel2 Pour Wb, Elisa - Q5Vte6

Numéro d'article: CM0016265



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant l'ANGEL2 humain (phosphatase cyclique de l'ARN 2',3') et validé pour le Western blot et l'ELISA. Idéal pour les études sur le traitement de l'ARN mitochondrial et le recyclage des ARNt.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	ANGEL2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	Ccr4d; KIAA0759L; ANGEL2
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	90806
ID du gène	90806
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 30-170 de l'ANGEL2 humain (NP_653168.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q5VTE6
Poids moléculaire	62 kDa
Expédition	Sac de glace