

Anticorps Polyclonal De Lapin Contre Annexine A4/Annexine Iv Pour Wb, Elisa - P09525

Numéro d'article: CM0030268



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant l'Annexine A4, validé pour WB et ELISA sur échantillons humains, de souris et de rat. Utile pour l'étude de la fusion membranaire et de l'exocytose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Annexine A4/Annexine IV pAb lapin
Remarques/Alias	ANX4 ; P32.5 ; PIG28 ; PP4-X ; ZAP36 ; PAP-II ; HEL-S-274 ; Annexine A4/Annexine IV
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	307
GeneID	307
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 112-321 de l'Annexine A4/Annexine IV humaine (NP_001144.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P09525
Poids de la protéine	36 kDa
Expédition	Sac de glace