


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Annexine A6/Annexine Vi Pour Wb, Elisa - P08133

Numéro d'article: CM0025202



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'Annexine A6/Annexine VI humaine, validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour l'étude de la signalisation calcique et des processus liés aux membranes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Anticorps pAb de Lapin Anti-Annexine A6/Annexine VI
Remarques/Alias	p68 ; p70 ; ANX6 ; CBP68 ; CPB-II ; Annexine A6/Annexine VI
Espèce	Humain
Identifiant du Gène	309
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-250 de l'Annexine A6/Annexine VI humaine (NP_001146.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P08133
Poids Moléculaire de la Protéine	76 kDa
Expédition	Sac de glace