

Anprb/Nrp2 Pab De Lapin - P20594

Numéro d'article: CM0021008

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant ANPRB/NRP2, validé pour WB et ELISA sur échantillons humains. Ce récepteur se lie au CNP et régule la croissance osseuse, avec un poids moléculaire de 117 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ANPRB/NRP2 pAb de lapin
Remarques/Alias	GCB; AMD1; AMDM; ANPb; ECDM; GC-B; NPRB; SNSK; ANPRB; GUC2B; NPRBi; GUCY2B; ANPRB/NRP2
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	4882
Identifiant de gène	4882
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 130-320 de ANPRB/NRP2 humain (NP_003986.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P20594
Poids de la protéine	117kDa
Expédition	Sac de glace