


Anticorps Monoclonal Anti-12 Lipoxgénase/Alox12 Pour Wb, If-P, Elisa - P18054

Numéro d'article: CM0009602



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre l'ALOX12 humain, validé pour WB, IF-P et ELISA. Présente une réactivité croisée avec la souris et le rat. Convient pour la recherche sur le métabolisme des lipides, l'activation plaquettaire et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-12 Lipoxgénase/ALOX12
Remarques/Alias	LOG12, 12-LOX, 12S-LOX
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	239
Identifiant du gène	239
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 483-663 de l'ALOX12 humain (NP_000688.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P18054
Poids moléculaire de la protéine	76 kDa
Expédition	Glacière