

Anticorps Monoclonal Anti-14-3-3 Alpha/Beta Pour Wb, Elisa - P31946

Numéro d'article: CM0010492



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la 14-3-3 alpha/beta (YWHAB) humaine. Validé pour WB et ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur l'apoptose, l'ostéogenèse et la signalisation de la MAP kinase.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	14-3-3 alpha/beta mAb de lapin
Remarques/Alias	HS1 ; GW128 ; YWHAA ; KCIP-1 ; HEL-S-1 ; 14-3-3 alpha/beta
Espèce	Humaine
GeneID	7529
Immunogène	Peptide synthétique - Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 147-246 de la 14-3-3 alpha/beta humaine (P31946).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, Souris, Rat
SWISS	P31946
Poids de la protéine	28 kDa
Expédition	Sac de glace