


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-14-3-3-Bêta/Zêta Pour Wb, Elisa - P31946 / P63104

Numéro d'article: CM0004100



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité contre la protéine 14-3-3 bêta/zêta humaine (YWHAB/YWHAZ). Validé pour WB et ELISA, présente une réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur les voies de signalisation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-14-3-3-bêta/zêta
Remarques/Alias	GW128 ; HEL-S-1 ; HS1 ; KCIP-1 ; YWHAA ; 14-3-3-bêta/zêta
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	7529/7534
Identifiant du gène	7529/7534
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 1-100 de la protéine 14-3-3 bêta/zêta humaine (P31946).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P31946/P63104
Poids moléculaire protéique	28 kDa
Expédition	Sac de glace