

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-14-3-3 Bêta/Zêta Pour Wb, If/Icc, Elisa - P31946 / P63104

Numéro d'article: CM0009401



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la protéine humaine 14-3-3 bêta/zêta (P31946/P63104), validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Reconnaît une protéine de 28 kDa ; réagit également avec les protéines de souris et de rat. Convient à la recherche sur les voies de signalisation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-14-3-3 bêta/zêta
Remarques/Alias	GW128 ; HEL-S-1 ; HS1 ; KCIP-1 ; YWHAA ; 14-3-3 ; 14-3-3 bêta/zêta
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	7529/7534
GeneID	7529/7534
Immunogène	Peptide synthétique (un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1 et 100 de la protéine humaine 14-3-3 bêta/zêta (P31946))
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Homme, souris, rat
SWISS	P31946/P63104
Poids de la protéine	28 kDa
Expédition	Sac réfrigérant