


Anticorps Monoclonal Anti-14-3-3 Epsilon Pour Wb Et Elisa - P62258

Numéro d'article: CM0008120



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la 14-3-3 epsilon humaine (P62258), validé pour la WB et l'ELISA. Convient à la détection de la 14-3-3 epsilon endogène dans des échantillons humains, de souris et de rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-14-3-3 epsilon
Remarques/Alias	MDS ; HEL2 ; MDCR ; KCIP-1 ; 14-3-3E ; 14-3-3 epsilon
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	7531
GeneID	7531
Immunogène	Peptide synthétique - peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1 et 100 de la 14-3-3 epsilon humaine (P62258)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	P62258
Poids moléculaire	28 kDa
Expédition	Sac réfrigérant