


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-14-3-3 Epsilon Pour Wb, If/Icc, Elisa - P62258

Numéro d'article: CM0016427



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la 14-3-3 epsilon humaine (29 kDa), validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Immunogène recombinant (aa 73-163). Soutient la recherche sur la signalisation cellulaire, les voies antivirales et les interactions protéiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	14-3-3 epsilon Rabbit pAb
Remarques/Alias	MDS ; HEL2 ; MDCR ; KCIP-1 ; 14-3-3E ; 14-3-3 epsilon
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	7531
GeneID	7531
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 73-163 de la 14-3-3 epsilon humaine (NP_006752.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P62258
Poids de la protéine	29 kDa
Expédition	Sac de glace