


Anticorps Polyclonal Anti-14-3-3 Gamma Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P61981

Numéro d'article: CM0028112



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-14-3-3 gamma validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit avec le 14-3-3 gamma humain, souris et rat (28 kDa). Idéal pour l'étude de la transduction du signal, de l'adhésion cellulaire et de la biologie mitochondriale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	14-3-3 gamma Lapin pAb
Remarques/Alias	DEE56; EIEE56; PPP1R170; 14-3-3GAMMA; 14-3-3 gamma
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	7532
ID de gène	7532
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 100-200 du 14-3-3 gamma humain (NP_036611.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P61981
Poids de la protéine	28kDa
Expédition	Sac de glace